

Afname instructie onderzoeksmateriaal Corona verdachte patiënt

Afnamemateriaal

De te gebruiken materialen voor afname onderzoeksmateriaal Corona verdachte patiënten / personeel:

- 1 Eswab en 1 nasopharynx swab
- safetybag

Wijze van afname


Zet op de vegers de volgende gegevens:

- Naam en de geboortedatum
- De afnamedatum of –tijd
- De monstersoort of de herkomst van het monster (keel of neus)

Afname Nasopharynx wat / swab

- Verricht deze afname bij voorkeur voor een spiegel
- Houd het hoofd stil
- Breng de flexibele draadveger door een neusgat (zie afbeelding 1) ver genoeg tegen de bovenkant van de nasopharynx aan.
- Draai de veger een aantal malen rond.
- Plaats de veger terug in de huls.

Afbeelding



Zie hiervoor tevens '[Afname nasopharynx uitstrijk t.b.v. kinkhoest PCR](#)' in het kwaliteitsportaal.

Afname Keeluitstrijk m.b.v. Eswab:

- Open de verpakking van het kweekstokje en haal het stokje eruit zonder de wattentip aan te raken.
- Wrijf met de wattentip over het gebied links en rechts van de huig. (op de overgang van mond naar de keel)
- Draai het dopje van het buisje en houdt hierbij het **buisje recht**op zodat de vloeistof er niet uit kan lopen. (zet het eventueel in een kopje)
- Steek het kweekstokje in het buisje.
- Breek met behulp van duim en wijsvinger het kweekstokje af bij de markering en draai de dop stevig op de buis.
- Plak het cyberlab etiket met de tekst **KNO-KEEL** op het buisje.
- Bij een handmatige / papieren aanvraag de afnameplaats (keel) en –datum op het etiket vermelden.

Zie hiervoor tevens '[Afname lichaamsvochten, pussen, biopten, etc.](#)' in het kwaliteitsportaal.

Verpakken afgenomen materialen

Plaats de afgenomen nasopharynx wat ín het buisje van de afgenomen keeluitstrijk (2 vegers in 1 buis). Draai vervolgens de dop goed dicht om lekken te voorkomen. Plaats de afgenomen veger in de safetybag en sluit deze m.b.v. plakstrip.

De afgenomen materialen volgens de gebruikelijke werkwijze aanleveren aan de laboratoria van het Zuyderland MC.