



NASLAG WERK MIJN.STREEK FORMULARIUMGERICHT VOORSCHRIJVEN VIA PRESCRIPTOR

Zinnig en zuinig medicatiegebruik

Een regionaal project
van Anders Beter WM
en Mijn Zorg OZL
3-4-2017

Inhoud

1. Doel m.b.t. het werken via het MIJN.streek formularium via EVS.....	2
2. Hoe activeer ik het MIJN.streek formularium	2
2.1 U werkt al met Prescriptor	2
2.2 U gaat vanaf 1 april met Prescriptor werken	2
3. Wanneer gebruik je het Prescriptor EVS	3
4. Waar is het EVS te vinden in het HIS?	4
4.1 Via Mira	4
4.2 Via Tetrahis.....	4
4.3 Overige HISSEN.....	6
5. Het EVS levert een Maatwerkadvies	7
6. Beloningsindicator	8
7. Vragen	9

1. Doel m.b.t. het werken via het MIJN.streek formularium via EVS

- Doelmatig voorschrijven
- Structureel, uniform voorschrijven in 1^e en 2^e lijn
- Kosten medicatiegebruik in onze regio laten dalen tot circa het landelijk gemiddelde
- Voorkomen van projecten als het omzetten van dure statines naar goedkope

2. Hoe activeer ik het MIJN.streek formularium

2.1 U werkt al met Prescriptor

Indien u al met Prescriptor werkt hoeft u niets te doen. Wij hebben uw gegevens doorgegeven aan Prescriptor. Vanaf 1 april heeft u toegang tot het MIJN.streek formularium. Als u een eerste recept voorschrijft waarvoor in het MIJN.streek formularium afspraken zijn opgenomen, zal deze afspraak automatisch als eerste verschijnen. Mocht u de NHG willen raadplegen dan kan dit altijd. Mocht er geen afspraak in het MIJN.streek formularium zijn opgenomen dan verschijnt het NHG advies.

2.2 U gaat vanaf 1 april met Prescriptor werken

U ontvangt van Prescriptor een mail om uw registratie te activeren. Zodra u op de link ter bevestiging heeft geklikt ontvangt u een licentiesleutel. Deze licentiesleutel dient u zelf in het HIS te veranderen.

Hoe u de licentiesleutel dient te wijzigen is afhankelijk van uw HIS. Ga voor een stappenplan per HIS naar <http://www.prescriptor.nl/nl/faq/veelgestelde-vragen>

Ga naar de vraag ***Hoe wijziging ik mijn licentiesleutel in ...?***

Zorg dat alle gebruikers toegang hebben. Bij sommige HISSEN betekent dat 1 malig de licentiesleutel wijzigen, bij andere HISSEN per gebruiker


3. Wanneer gebruik je het Prescriptor EVS

Het EVS via Prescriptor gebruik je bij eerste voorschriften. Definitie van eerste voorschrift als onderstaand:

Definitie 1^e uitgifte

- Een patiënt gaat een nieuw medicijn gebruiken dat nog niet eerder is voorgeschreven;
- een medicijn dat al langer dan 12 maanden niet is voorgeschreven;
- er wordt een vervangend medicijn met een andere werkzame stof voorgeschreven.

Flowchart / werkwijze (24/7, dus ook via callmanager bij de HAP)



4. Waar is het EVS te vinden in het HIS?

4.1 Via Mira

The screenshot shows the 'Receptuur' (Prescription) screen in the Prescriptor software. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Medicatie', 'Dossier', and 'Allergien / Intoler.'. The main area shows patient information, a list of medications with a search bar, and a table of prescriptions. A red circle highlights the 'Geneesmiddel' field, and an orange arrow points to the 'EVS' (Electronic Prescription System) button.

4.2 Via Tetrakis

1. U dient de nieuwe update gedownload te hebben. Heeft u dit nog niet gedaan dan werkt Prescriptor niet. U kunt deze update downloaden via het typen van 'versie development' in de commandobalk van Tetrakis.
2. Start een [consult](#)
3. Vul een ICPC in bij de E-regel
4. Bovenin uw scherm verschijnt er een blauwe streep onder EVS, deze geeft aan dat u middels het EVS kunt voorschrijven
5. Klik op de EVS
6. Uw browser wordt gestart en het EVS verschijnt
7. Schrijf één of meerdere geneesmiddelen voor
8. Klik op "Terug naar dossier" om het recept aan te maken in Bricks Huisarts
9. Sluit uw browser venster
10. Klik op de medicatie tab
11. Verwerk het recept zoals u dit gewend bent

Voor een instructievideo klik op onderstaande link

http://documentatie.tetra.nl/bricks_huisarts/hoofdstuk/voorschrijven/voorschrijven_met_evs.html

Gebruik Prescriptor (EVS) in Bricks Huisarts

The screenshot shows the Prescriptor (EVS) interface within the Bricks Huisarts application. The interface is divided into several sections:

- Indicaties (6):** A list of indications for N89 - Migraine, including 'Migraine bij volwassenen - NHO', 'Migraine bij kinderen - NHO', 'Misselijkheid/braken - NHO', 'Medicatieovergebruik/schietpijn - NHO', 'Pijn - NHO', and 'Maagbescherming (preventie van maagcomplicaties) - NHO'.
- Therapie schema's (6):** A list of therapy schemes, including 'Aanvalbehandeling van migraine Stap 1: paracetamol en evt. anti-emeticum', 'Aanvalbehandeling van migraine Stap 2a: NSAID en evt. anti-emeticum', 'Aanvalbehandeling van migraine Stap 2b: triptaan en evt. anti-emeticum', 'Preventieve behandeling van migraine Stap 1: beta-blokker', 'Preventieve behandeling van migraine Stap 2: vervangen door topranaat of valproïnezuur (facultatief)', and 'Preventieve behandeling van migraine Stap 3: vervangen door een tricyclisch antidepressivum (facultatief)'.
- Therapie clusters (3):** A list of therapy clusters, including 'Niet-medicamenteuze adviezen', 'paracetamol en anti-emeticum', and 'Eigen keuze (0)'.
- Alert:** A table showing medication alerts with columns for 'Alert', 'R', 'd.', and 'S.'. The table lists four medications: PARACETAMOL TABLET 500MG, PARACETAMOL ZETPL 1000MG, DOMPERIDON TABLET 10MG, and METOCLORPRAMIDE TABLET 10MG, each with a corresponding dosage and frequency.

An orange arrow points to the 'Prescriptor (Pre)' button in the top right corner of the interface.

0:35 / 0:54

Geen episode gekozen

Vraag toe aan recept

YouTube

4.3 Overige HISSEN

The screenshot displays the eCumulus medical software interface. At the top, the patient information for **3130 - T. TEST (01-01-1901)** is shown, including a photo, age (116 jr), gender (Man), and status (tijdelijke patient). The patient's address is Heerstraat 16, 6171 AA STEIN (Lb). The patient is not registered with the LSP.

Below the patient information, there is a list of medical episodes. The left sidebar shows a list of episodes, with 'K86 hypertensie (1)' highlighted. The main window displays the details for the selected episode, including the date (14-03-2017), the type of visit (S), and the text of the consultation (Controle bloeddruk). The 'Plan' section shows the current episode (K86 hypertensie) and a button labeled 'Via EVS' circled in red. Other buttons in the 'Plan' section include 'Voorschrijven', 'Onderzoeken', 'Afdrukken', 'Correspondentie', and 'Verwijzen'.

The bottom of the interface shows a taskbar with various application icons, including the Windows Start button, Internet Explorer, and several Microsoft Office applications (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote).

NB: waar nu via EVS staat, staat bij een ander HIS ook wel via Prescriptor.

5. Het EVS levert een Maatwerkadvies

Eenmaal in het HIS levert het EVS maatwerk door rekening te houden met bijvoorbeeld het gender, zwangerschap, diabetes etc. In onderstaande voorbeelden is dit weergegeven. De diagnose is hypertensie, er zijn 4 soorten patiënten weergegeven met verschillende kenmerken. Zoals u ziet wordt het medicatie advies hierop aangepast.

Voorbeeld 1: Hypertensie bij een man met diabetes

The screenshot displays the Prescriptor EVS web application. On the left, a patient profile for 'test (F 35j 0m)' is shown with a diagnosis of 'DIABETES MELLITUS'. The main panel shows a 'K86.0 - Hypertensie zond.orgaanbeschadig.' diagnosis. Under 'Therapie schema's (13)', the recommendation 'Hypertensie bij DM2: starten met RAS-remmer' is highlighted. A blue speech bubble points to this recommendation with the text 'Medicatieadvies Lisinopril'. Below, the 'Therapie clusters (5)' section shows a list of medication options, with 'LISINOPRIL' circled in red. The bottom table lists specific Lisinopril products and their dosages.

Alert	Medication	St	S
[X]	LISINOPRIL TABLET 2.5MG	15 ST	1 maal per dag 1 tablet op vast tijdstip
[X]	LISINOPRIL TABLET 5MG	15 ST	1 maal per dag 1 tablet op vast tijdstip
[X]	LISINOPRIL TABLET 10MG	15 ST	1 maal per dag 1 tablet op vast tijdstip
[X]	LISINOPRIL TABLET 20MG	15 ST	1 maal per dag 1 tablet op vast tijdstip

Voorbeeld 2 Hypertensie bij een zwangere vrouw

The screenshot shows the Prescriptor software interface. On the left, there are tabs for 'Diagnosis / Problem List', 'Contraindications', 'Allergies', 'Laboratory data', and 'Medication'. The main area displays a 'Therapie schema's (14)' section with a list of treatment options. A blue callout bubble points to the 'Methyldopa' option, which is highlighted in yellow. The callout bubble contains the text: 'Medicatie advies Methyldopa'.

Alert	RI	6.	5.
☐	METHYLDOPA CF 250MG TABLET (HFG)	15 ST	1 x per dag 1 tablet
☐	METHYLDOPA CF 250MG TABLET (HFG)	30 ST	2 x per dag 1 tablet
☐	METHYLDOPA CF 250MG TABLET (HFG)	45 ST	3 x per dag 1 tablet

6. Beloningsindicator

Huisartsen die voorschrijven via Prescriptor, MIJN.streek formularium krijgen een vervangende indicator doelmatig voorschrijven via een addendum. De huisarts wordt beloond voor het voorschrijven volgens EVS. Het EVS is bruikbaar voor eerste voorschriften.

Een assistente, POH, waarnemer en Hidha dient ook via Prescriptor voor te schrijven anders wordt de beloningsindicator van de huisarts negatief beïnvloed.

Hoe wordt er gemeten?

EVS gebruik (gelogd via Prescriptor)/aantal patiënten van uw praktijk.

Uitgangspunt is: de 4 percentielen zoals nu benoemd in het huisartsencontract. De 4 groepen worden bepaald door een nulmeting van de voorschrijver die het minst van EVS gebruik maakt t.o.v. de voorschrijver die het meeste van EVS gebruik maakt.

Mocht gedurende het project blijken dat de spreiding tussen de huisartsen beperkt is, dan wordt gekeken naar een beloning voor elke huisarts. Op deze wijze krijgt iedereen een beloning als blijkt dat de groep het als geheel een hoge inspanning levert voor het behalen van de indicator.

NB:

Aangezien het een nieuwe indicator betreft, vragen wij begrip dat we nog niet de duidelijkheid kunnen geven die u wellicht wenst. We hebben helaas nog geen data waarmee we bepaalde beloningsgetallen kunnen staven. We zullen dan ook goed monitoren en als de situatie erom vraagt afwijken van de 4 percentielen.

7. Vragen

Voor **technische vragen** kunt u contact opnemen met de servicedesk van Prescriptor via:

t. +31-(0)20-575 46 60

@ prescriptor@digitalis.nl

Voor **projectinhoudelijke vragen** kunt u contact opnemen met projectmanager Simone Schoffeers:

simoneschoffeers@mcc-omnes.nl

06-31695584